

MODALITA' DI INVIO DEI CAMPIONI PER DIAGNOSI DI MVE
AL LABORATORIO DI RIFERIMENTO REGIONALE
(aggiornamento pag. 39 della Procedura regionale malattia da virus Ebola)

- Tipologia di campioni da inviare al Laboratorio:
 - almeno 2 provette di sangue in EDTA,
 - un campione di urine
- I campioni devono essere inviati alla temperatura di 4 °C e accompagnati dalla copia della scheda anagrafica/anamnestica inviata al laboratorio dell'INMI "L.Spallanzani (Allegato 5)
- E' necessario inoltre inviare tutti i campioni per un secondo test dopo 3 giorni.
- I campioni devono essere inseriti in un triple package idoneo al trasporto di agenti infettivi di classe A, come indicato in figura 1 (pag. 40 della Procedura regionale malattia da virus Ebola)
- Il reperibile per l'emergenza MVE dell'UOC Microbiologia e Virologia deve essere contattato tramite il centralino dell'Azienda Ospedaliera tel 0498211111.
- La consegna deve essere fatta presso l'Istituto di Microbiologia, via Gabelli, 63 – 35121 Padova.